

Invacare®

Vicair Academy Junior



Optimal lösning för de minsta

Barn som sitter i rullstol har också behov av komfort och stabilitet. En riktig sittställning innebär att man korrigerar utvecklingen och förhindrar allvarigare felställningar i vuxen ålder. Komfort, stabilitet och förebyggande bör vara målet när man arbetar med barn i rullstol.

Vicair Academy dynorna är enkla att använda och har mycket låg vikt.



Yes, you can.®



Valmöjligheter

Unik design

I Invacare **Vicair Academy Junior** används **Vicair Technology™**, en unik och innovativ metod som ger dynamiskt stöd och tryckavlastning med hjälp av flera hundra tetraformade luftceller, **SoftCells** med mycket låg friktion. I juniorprodukterna är luftcellerna mindre än vanligt och har därför fått namnet **Baby SoftCells**. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen och förhindrar skjuvning.

Många möjligheter

Invacare **Vicair Academy Vector** dynan som gör det möjligt att positionera och för att även passa små barn. Dynan, som har 6 sektioner möjliggör korrigeringar på mindre felställningar och förhindrar skjuvning.

Invacare **Vicair Academy Junior Rygg** kan användas på nästan alla rullstolar som finns för barn. Den fästs enkelt på rullstolens ryggstödsrör med hjälp av kardborrband.



Academy Vector 8 cm

Indelad i 6 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtroteration av låren. Defrämresektionernastabiliserar låren. förhindrar inåtroteration och motverkar nedglidning.







Academy Junior Rygg

Ryggdynan är indelad i sex olika sektioner, som kan justeras individuellt efter behov.



Inkontinensöverdrag

Tekniska data

				
Dyna	Storlek (b x d): 25 x 25, 30 x 30 cm 35 x 35 cm	Vikt: 400 gram	Max brukarvikt: 100 kg	Reng. överdrag: 60°C
Ryggar	Storlek (b): 25, 30, 35 cm	650 gram	70 kg	60°C

Överdrag



Inkontinensöverdrag



Standard

Garanti 2 år