

Hålfiberdyna

Mycket mjuk dyna avsedd för smärtekänsliga brukare. Är avsedd för användning i rullstolar och andra sittmöbler.



- ✓ Tvättas i 60°C
- ✓ Håller formen "klumpar sig inte"
- ✓ Lätt att hålla ren
- ✓ En sida är antiglidbehandlad
- ✓ Uppfyller brandnorm ISO 7176-16

Hålfiberdynan används både som sittdyna och som ryggdyna.

Dynan kan också användas under ömma hälar och armbågar.

Stopningen består av brandsäker bollfiber.

Dynans fodral är tillverkat av fiber tät textil. En sida är antiglidbehandlad och vätsketät.

Dynan tvättas i 60°C med 1/3 av normal tvättmedelsdos.

Hålfiberdynan ska torktumlas (låg värme) efter tvätt för att behålla sin form.

Tillbehör

Mjukt och stretchigt överdrag.



Artikelnummer, mått och max brukarvikt


Art.nr	Mått	Max brukarvikt
B332	33x33x5cm	60kg
B33435	35x35x7cm	90kg
B33440	40x40x7cm	110kg
B334	45x45x7cm	125kg

Fakta

Klassificering: ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG 

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Material i dynbas: Bollfiber

Material i överdrag: Blå fiber tät polyester textil

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790

info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se



BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård